

Кроличье Поликлональное Антитело Против Rpgrip1 Для If-P И Elisa - Q96Kn7

Артикул: CM0024081



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого RPGRIP1 для IF-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Нацелено на белок-каркас, необходимый для функции фоторецепторов и цилиарной локализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPGRIP1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RPGRIP1; CORD13; LCA6; RGI1; RGRIP; RPGRIP; RPGRIP1d; взаимодействующий с GTPазой RPGR белок 1, пигментный ретинит
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57096
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1091-1286 человеческого RPGRIP1 (NP_065099.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q96KN7
Молекулярная масса белка	66kDa/70kDa/74kDa/76kDa/103kDa/146kDa
Условия доставки	В сумке со льдом