

## Анти-Rph3A (Рабфилин-3А) Поликлональное Антитело Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y2J0

Артикул: CM0029120

### введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий Рабфилин-3А (RPH3A, Экзофилин-1). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Для изучения регулируемого экзоцитоза и синаптической функции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | RPH3A Кроличье pAb                                                                                                                |
| Примечания/Альтернативные названия | RPH3A                                                                                                                             |
| Вид                                | Человек                                                                                                                           |
| ID гена                            | 22895 (Человек)                                                                                                                   |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого RPH3A (NP_055769.2). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                           |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА                                                                                                        |
| Перекрестная реактивность          | Мышь, Крыса                                                                                                                       |
| SWISS                              | Q9Y2J0                                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка           | 77 кДа                                                                                                                            |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                 |