

Поликлональные Антитела Против Rph3A1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мфк, Ифа - Q9Une2

Артикул: CM0026466

введение

Кроличы поликлональные антитела, направленные против RPH3AL (NOC2), валидированные для Вестерн-блоттинга, ИФ/МФК и ИФА. Обнаруживают человеческий и мышиный RPH3AL, белок-эффектор Rab, играющий ключевую роль в регулируемом экзоцитозе в эндокринных и экзокринных клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPH3AL Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NOC2; RPH3AL
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9501
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 161-315 человеческого RPH3AL (NP_008918.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UNE2
Молекулярная масса белка	34кДа
Доставка	В ледяном пакете