

Поликлональное Антитело Против Rpia Для Вестерн1 Блоттинга, Игх-П, Ифа - P49247

Артикул: CM0026717

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий RPIA (рибозо-5-фосфат изомераза), валидировано для Вестерн блоттинга, ИГХ-П, ИФА с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально для исследований пентозофосфатного пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPIA Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RPI; RPIAD; RPIA
Вид	Человек
ID гена (Человек)	22934
ID гена	22934
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 82-311 человеческого RPIA (NP_653164.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49247
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом