

Кроличья Поликлональная Антитело Против Rpl10A Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P62906

Артикул: CM0027989



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого RPL10A (рибосомальный белок L10a), валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований трансляции и рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL10A кроличья поликлональная антитело
Примечания/алиасы	uL1; L10A; CSA19; NEDD6; Csa-19; RPL10A
Вид	Человек
ID гена (человек)	4736
ID гена	4736
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 1-110 человеческого RPL10A (NP_009035.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P62906
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Холодовая упаковка