


Поликлональное Антитело Anti-Rpl11 Для If/Icc, Elisa — P62913

Артикул: CM0015233



введение

Поликлональное кроличье антитело CamelBio против RPL11 нацелено на человеческий рибосомный белок 60S L11 (uL5). Валидировано для IF/ICC и ELISA, идеально подходит для изучения биогенеза рибосом, контроля трансляции и сигнальных путей p53.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL11 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	L11; uL5; DBA7; GIG34; RPL11
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	6135
Идентификатор гена	6135
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-177 человеческого RPL11 (NP_001186731.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P62913
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом