

Кроличье Моноклональное Антитело Анти-Rpl11 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мцк, Ифа - P62913

Артикул: CM0005920



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого RPL11, подходящее для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/МЦК и ИФА. Реагирует с видами человек, мышь и крыса. Идеально подходит для исследований рибосом и изучения пути p53.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL11 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	L11, uL5, DBA7, GIG34
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6135
GeneID	6135
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-178 RPL11 (NP_000966.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62913
Молекулярный вес белка	20кДа
Доставка	В ледяном пакете