

Кроличье Поликлональное Антитело Против Rpl11 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P62913

Артикул: CM0030103



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого белка RPL11 (белок большой рибосомной субъединицы uL5), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA, с перекрестной реактивностью к белкам мыши и крысы. Подходит для исследований биогенеза рибосом, синтеза белка и p53-сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL11 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	L11; uL5; DBA7; GIG34; RPL11
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6135
GeneID	6135
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-177 белка RPL11 (NP_001186731.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62913
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом