


Поликлональное Антитело Против Rpl13 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P26373

Артикул: CM0026772



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого RPL13 (рибосомный белок L13 большой субъединицы). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Подходит для исследований функции рибосом и развития костной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL13 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	L13; BBC1; eL13; D16S44E; SEMDIST; D16S444E; RPL13
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6137
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-211 человеческого RPL13 (NP_150254.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P26373
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом