


Кроличье Моноклональное Антитело К Rpl13 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26373

Артикул: CM0005171



введение

Кроличье моноклональное антитело к белку RPL13 (eL13) человека для вестерн-блоттинга, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными белками. Подходит для исследований рибосомальных белков и развития костной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к RPL13
Примечания/Синонимы	L13; BBC1; eL13; D16S44E; SEMDIST; D16S444E; RPL13
Вид	Человек
ID гена (человек)	6137
ID гена	6137
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-100 RPL13 человека (NP_150254.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P26373
Молекулярная масса белка	18 кДа/24 кДа
Транспортировка	Хладопакет