

Кроличья Поликлональная Антитело Против Rpl13 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P26373

Артикул: CM0026837



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий RPL13 (рибосомный белок 60S L13), валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными белками. Идеально подходит для исследований рибосом и синтеза белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL13 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	L13; BBC1; eL13; D16S44E; SEMDIST; D16S444E; RPL13
Вид	Человек
GeneID (человек)	6137
GeneID	6137
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-211 человеческого RPL13 (NP_150254.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P26373
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Холодовой пакет