

Поликлональное Антитело Против Rpl14 Для Вб, Иф/Икк, Ифа - P50914

Артикул: CM0027687



введение

Кроличье поликлональное антитело против RPL14 для вестерн-блота, ИФ/ИКК и ИФА. Распознает антигены человека, мыши и крысы. Рибосомальный белок eL14 массой 23 кДа, локализация в цитоплазме. Рекомбинантный иммуноген. Идеально подходит для исследований синтеза белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL14 кроличье пАб
Примечания/синонимы	L14; RL14; eL14; hRL14; CTG-B33; CAG-ISL-7; RPL14
Вид	Человек
GeneID (человек)	9045
GeneID	9045
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-215 человеческого RPL14 (NP_003964.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P50914
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Айс-пак