


Кроличья Поликлональная Антитело Против Rpl17 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P18621

Артикул: CM0026468



введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому RPL17 (рибосомальный белок 60S L17, псевдонимы L17, PD-1, uL22) для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Валидирована для человека, мыши, крысы. Подходит для исследования рибосомных белков и изучения онкологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL17 кроличья pAb
Примечания/Псевдонимы	L17; PD-1; uL22; RPL23; RPL17
Вид	Человек
GeneID (человек)	6139
GeneID	6139
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-184 человеческого RPL17 (NP_000976.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P18621
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Холодовой пакет