


Поликлональные Антитела Против Rpl18 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q07020

Артикул: CM0013068



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого RPL18 (рибосомный белок L18 60S субъединицы). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагируют с мышью и крысой. Подходят для изучения биогенеза рибосом, синтеза белка и анемии Даймонда-Блэкфана.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL18 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	L18; eL18; DBA18; RPL18
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6141
ID гена	6141
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-188 человеческого RPL18 (NP_000970.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q07020
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	В ледяном пакете