


Поликлональное Антитело Против Rpl18A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q02543

Артикул: CM0023581



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого RPL18A (60S рибосомный белок L18a/eL20), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает эндогенные уровни в образцах человека, мыши, крысы. Идеально для исследований рибосомной биологии и контроля трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL18A Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	L18A; eL20; RPL18A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6142
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-176 человеческого RPL18A (NP_000971.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02543
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	В пакете со льдом