


Поликлональное Антитело Против Rpl19 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P84098

Артикул: CM0023687



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого RPL19 (рибосомальный белок 60S L19). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА.

Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований рибосом и трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL19 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	L19; eL19; RPL19
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6143
GeneID	6143
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого RPL19 (NP_000972.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P84098
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом