


Анти-Rpl21 Кроличья Поликлональная Антитело - P46778

Артикул: CM0017868



введение

Кроличья поликлональная антитело к RPL21, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P), ИФ (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Распознает RPL21 человека, мыши и крысы. Полезна для изучения функции рибосом и синтеза белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL21 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	L21; eL21; HYPT12; RPL21
Вид	Человек
GeneID (человек)	6144
GeneID	6144
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-160 человеческого RPL21 (NP_000973.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46778
Молекулярный вес белка	19кДа
Доставка	В ледяном пакете