


Кроличье Поликлональное Антитело Против Rpl23 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икк, Ифа - P62829

Артикул: CM0028856



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого RPL23 (60S рибосомный белок L23), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Для исследований в области биологии рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против RPL23
Примечания/Альтернативные названия	L23; uL14; gpL17; RPL23
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9349
GeneID	9349
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-140 человеческого RPL23 (NP_000969.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-P), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (ИФ/ИСС), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62829
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом