


Поликлональное Антитело Anti-Rpl23A Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62750

Артикул: CM0026133



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого белка RPL23A (60S рибосомный белок L23a), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований рибосом и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	RPL23A Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	L23A; uL23; MDA20; RPL23A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6147
GeneID	6147
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-156 человеческого RPL23A (NP_000975.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62750
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	В пакете со льдом