

Поликлональное Кроличье Антитело Против Rpl26 (Rpl26/Ui24) Для ВБ, Иф/Ик, Ифа - P61254

Артикул: CM0022517



введение

Это кроличье поликлональное антитело нацелено на человеческий RPL26 (белок большой рибосомной субъединицы uL24), валидировано для использования в ВБ, ИФ/ИК и ИФА. Оно проявляет перекрестную реактивность с мышиными и крысиными гомологами, что делает его полезным инструментом для исследований рибосом и синтеза белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL26 Кроличье пАб
Примечания/Альтернативные названия	L26; uL24; DBA11; RPL26
Вид	Человек
ID гена	6154
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-95 человеческого RPL26 (NP_000978.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61254
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Холодовой пакет