

Моноклональное Антитело Против Rpl26L1 Для Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Unx3

Артикул: CM0010495

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого RPL26L1 (uL24-like), детектирующее рибосомный белок массой 17 кДа. Валидировано для WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Подходит для исследований рибосом и трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL26L1 Rabbit mAb
Примечания/Синонимы	RPL26P1; RPL26L1
Вид	Человек
GeneID (человек)	51121
GeneID	51121
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого RPL26L1 (Q9UNX3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UNX3
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	В пакете со льдом