

Кроличья Поликлональная Антитело Против Rpl26L1 Для Вестерн-Блота И Ифа - Q9Unx3

Артикул: CM0030884

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого RPL26L1 (рибосомный белок uL24-подобный), активна в приложениях Вестерн-блот и ИФА. Идеально подходит для изучения структуры рибосом, синтеза белка и функции uL24 в биологии большой субъединицы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL26L1 кроличья поликлональная антитело
Примечания/алиасы	RPL26P1; RPL26L1
Вид	Человек
ID гена (человек)	51121
ID гена	51121
Иммуноген	Рекомбинантный белок, содержащий последовательность аминокислот 1–145 человеческого RPL26L1 (NP_057177.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UNX3
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Хладоэлемент