


Анти-Rpl3 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - P39023

Артикул: CM0026292



введение

Анти-RPL3 поликлональные антитела кролика для WB и ELISA. Распознают белок uL3 (RPL3, TARBP-B) большой субъединицы рибосомы человека и мыши. Идеальны для изучения сборки рибосом и трансляции. P39023.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL3 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	L3; uL3; ASC-1; TARBP-B; RPL3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6122
ID гена	6122
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого RPL3 (NP_000958.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P39023
Молекулярный вес белка	46кДа
Доставка	Сумка со льдом