

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Rpl30 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P62888

Артикул: CM0017188



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело, нацеленное на рибосомный белок L30 человека (RPL30). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA; перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований рибосом и трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL30 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	L30; eL30; RPL30
Вид	Человек
GeneID (человек)	6156
GeneID	6156
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-115 человеческого RPL30 (NP_000980.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P62888
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом