

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Rpl31 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P62899

Артикул: CM0020018



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого RPL31, валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с человеческим, мышиным, крысиным белками. Нацелено на рибосомальный белок L31 большой субъединицы 60S (14 кДа). Идеально подходит для изучения рибосом и трансляции.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Детали
Название продукта	RPL31 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	L31; eL31; RPL31
Вид	Человек
GeneID	6160
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 5-105 человеческого RPL31 (NP_000984.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62899
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Сумка-холодильник