


Поликлональное Антитело Anti-Rpl32 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P62910

Артикул: CM0013836



введение

Кроличье поликлональное антитело к RPL32, валидированное для вестерн-блоттинга, ИHC-P, IF/ICC и ELISA. Выявляет RPL32 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований рибосомных белков и трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к RPL32
Примечания/синонимы	L32; eL32; PP9932; RPL32
Вид	Человек
GeneID (человек)	6161
GeneID	6161
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-135 человеческого RPL32 (NP_000985.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P62910
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия транспортировки	Хладагент