


Кроличья Поликлональная Антитело Против Rpl34 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицк, Ифа - P49207

Артикул: CM0021928



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого рибосомального белка L34 (RPL34), предназначенное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и иммуноферментного анализа (ELISA). Обнаруживает человеческий и мышинный eL34 (13 кДа). Идеально подходит для исследований рибосом и трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL34 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	L34; eL34; RPL34
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6164
GeneID	6164
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-117 человеческого RPL34 (NP_000986.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P49207
Молекулярная масса белка	13кДа
Доставка	Сумка со льдом