

Поликлональные Антитела Против Rpl35 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ифа - P42766

Артикул: CM0020162



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому RPL35 (рибосомальный белок 60S L35), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Идеально подходят для исследования рибосом и изучения синтеза белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL35 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	L35; uL29; DBA19; RPL35
Вид	Человек
GeneID (человек)	11224
GeneID	11224
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 50-120 человеческого RPL35 (NP_009140.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42766
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Холодовая упаковка