


Поликлональные Антитела Против Rpl36 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y3U8

Артикул: CM0029544



введение

Кроличьи поликлональные антитела против RPL36 для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обнаруживают человеческий, мышинный и крысиный RPL36, белок eL36 60S рибосомной субъединицы. Для исследований рибосом и трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL36 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	L36; eL36; RPL36
Вид	Человек
GeneID (Человек)	25873
GeneID	25873
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-105 человеческого RPL36 (NP_056229.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y3U8
Молекулярный вес белка	12кДа
Доставка	Сумка со льдом