


Поликлональное Антитело Против Rpl36A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P83881

Артикул: CM0016217



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок RPL36A (eL42, L44L). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для анализа рибосомных белков, исследований роста клеток и миграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL36A Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	L36A; L44L; MIG6; eL42; RPL44; RPL36A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6173
ID гена	6173
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 37-142 человеческого белка RPL36A (NP_066357.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P83881
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом