

Поликлональные Антитела Против Rpl36Al Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мфк, Ифа - Q969Q0

Артикул: CM0017352

введение

Кроличы поликлональные антитела к человеческому RPL36AL (рибосомальный белок L36a-подобный 60S субъединицы), подходящие для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований рибосомальных белков и трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL36AL Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RPL36A; RPL36AP42; RPL36A_18_1363; RPL36AL
Вид	Человек
GeneID (человек)	6166
GeneID	6166
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-106 человеческого RPL36AL (NP_000992.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/МФК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q969Q0
Молекулярный вес белка	12 кДа
Доставка	В ледяном пакете