


Поликлональное Антитело Против Rpl37 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P61927

Артикул: CM0019248



введение

Кроличье поликлоное антитело, специфично распознающее человеческий 60S рибосомный белок L37 (RPL37), валидированное для Вестерн-блоттинга и иммуоферментного анализа (ИФА). Проявляет перекрестную реактивность с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований рибосом и синтеза белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL37 кроличье поликлоное антитело
Примечания/Алиасы	L37; eL37; RPL37
Вид	Человек
ID гена	6167
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-97 человеческого RPL37 (NP_000988.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61927
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	С холодоэлементом