


Поликлональные Антитела Против Rpl38 Для Вестерн-Блота, Ифа - P63173

Артикул: CM0017150



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, специфичные к человеческому рибосомальному белку L38 (RPL38). Валидированы для WB и ИФА, обнаруживают полосу 8 кДа. Необходимы для исследований структуры рибосом, трансляции и синтеза белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL38 кроличьи пАт
Примечания/синонимы	L38; eL38; RPL38
Вид	Человек
ID гена	6169
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-70 человеческого RPL38 (NP_000990.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P63173
Молекулярная масса белка	8 кДа
Доставка	Холодовой пакет