


Анти-Rpl39 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - P62891

Артикул: CM0020427



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого RPL39, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Специфическое обнаружение рибосомного белка L39 60S субъединицы массой 6 кДа, идеально подходит для исследований рибосом и изучения трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL39 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	L39; eL39; RPL39P42; RPL39_23_1806; RPL39
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6170
GeneID	6170
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-51 человеческого RPL39 (NP_000991.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P62891
Молекулярный вес белка	6кДа
Доставка	Сумка со льдом