


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Rpl4 Для Wb, IHC-P, Elisa - P36578

Артикул: CM0027633



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого RPL4 (uL4), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). Подходят для изучения рибосомальных белков на образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL4 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	L4; uL4; RPL4
Вид	Человек
GeneID (человек)	6124
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-240 человеческого RPL4 (NP_000959.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P36578
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Холодовой пакет