


Кроличья Поликлональная Антитело Против Rpl6 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q02878

Артикул: CM0015049



введение

Кроличья поликлональная антитело против RPL6 для WB, IF/ICC, ELISA, реагирует с человеческим, мышинным и крысиным антигеном. Компонент большой рибосомной субъединицы, участвует в синтезе белка и связывании с Tax-чувствительным элементом HTLV-I.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL6 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	L6; eL6; TXREB1; SHUJUN-2; TAXREB107; RPL6
Вид	Человек
GeneID (человек)	6128
GeneID	6128
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 188-288 человеческого RPL6 (NP_000961.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02878
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Айс-бокс