


Анти-Rpl7A Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - P62424

Артикул: CM0018195



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого RPL7A, валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследований рибосомных белков и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL7A кролик pAb
Примечания/Псевдоним	L7A; eL8; TRUP; SURF3; RPL7A
Вид	Человек
ID гена	6130
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-266 человеческого RPL7A (NP_000963.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62424
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Сумка со льдом