

Анти-Rpl7A Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - P62424

Артикул: CM0016437



введение

Поликлональные кроличьи антитела к RPL7A, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA на человеке, мыши, крысе. Нацелены на белок L7a 60S рибосомной субъединицы (eL8), ключевой компонент большой рибосомной субъединицы, необходимый для клеточного синтеза белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL7A кроличье pAb
Примечания/Псевдонимы	L7A; eL8; TRUP; SURF3; RPL7A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6130
ID гена	6130
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-266 человеческого RPL7A (NP_000963.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62424
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Сумка со льдом