


Поликлональное Антитело Кролика Против Rpl8 Для Вб, Игк-П, Иф/Икк, Ифа — P62917

Артикул: CM0016693



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на RPL8 (белок большой рибосомальной субъединицы uL2). Валидировано для ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК и ИФА; перекрестно реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области биологии рибосом и синтеза белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL8 кроличье pAb
Примечания/синонимы	L8; uL2; RPL8
Вид	Человек
ID гена (человек)	6132
ID гена	6132
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1–257 человеческого RPL8 (NP_000964.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P62917
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Холодовой пакет