


Кроличья Поликлональная Антитело Против Rpl9 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — P32969

Артикул: CM0027551



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против рибосомального белка L9 человека (RPL9), валидирована для ВБ, ИФ/ИКК и ИФА. Демонстрирует перекрестную реактивность с образцами человека и мыши. Идеально подходит для исследований биогенеза рибосом и синтеза белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL9 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	L9; uL6; NPC-A-16; RPL9
Вид	Человек
ID гена (человек)	6133
ID гена	6133
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–192 RPL9 человека (NP_000652.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P32969
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом