


Кроличье Поликлональное Антитело Против Rpl9 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P32969

Артикул: CM0014480



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого RPL9 (60S рибосомный белок L9/uL6) для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Подходит для исследований рибосом и синтеза белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL9 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	L9; uL6; NPC-A-16; RPL9
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6133
ID гена	6133
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-192 человеческого RPL9 (NP_000652.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P32969
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом