


Кроличья Поликлональная Антитело Против Rplp0 Для Wb, If/Icc, Elisa - P05388

Артикул: CM0029639



введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитело против человеческого RPLP0 (UniProt P05388). Валидирована для использования в WB, IF/ICC, ELISA, обладает перекрестной реактивностью с мышью. Идеально подходит для исследований экспрессии рибосомальных белков и применения в качестве контроля загрузки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPLP0 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	P0; LP0; L10E; RPP0; uL10; PRLP0; RPLP0
Вид	Человек
GeneID (человек)	6175
GeneID	6175
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-317 человеческого RPLP0 (NP_000993.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P05388
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	С пакетом льда