


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Rplp0 Для Wb, If/Icc, Elisa - P05388

Артикул: CM0012851



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий RPLP0 (кислый рибосомный белок P0 субъединицы 60S). Подходит для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека и мыши. Идеально подходит для исследований рибосом и синтеза белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к RPLP0
Примечания/синонимы	P0; LP0; L10E; RPP0; uL10; PRLP0; RPLP0
Вид	Человек
Идентификатор гена	6175
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-317 человеческого RPLP0 (NP_000993.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P05388
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Хладагентный пакет