


Кроличыи Поликлональные Антитела Против Rplp1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P05386

Артикул: CM0027420



введение

Кроличыи поликлональные антитела, нацеленные на белок P1 большой рибосомальной субъединицы (RPLP1). Валидированы для Вестерн-блота (WB), иммунофлуоресценции (IF/ICC) и ELISA. Подходят для обработки образцов человека, мыши, крысы и данио.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPLP1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	P1; LP1; RPP1; RPLP1
Вид	Человек
ID гена	6176
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-114 человеческого RPLP1 (NP_000994.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Данио
SWISS	P05386
Молекулярная масса белка	12 кДа
Доставка	Айс-бокс