


Поликлональные Антитела Против Rplp2 Для Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05387

Артикул: CM0030622



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому RPLP2 (кислый рибосомальный белок 60S P2). Валидированы для применения в IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными белками. Идеально подходят для исследований синтеза белка и рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPLP2 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/синонимы	P2, LP2, RPP2, D11S2243E, RPLP2
Вид	Человек
GeneID (человек)	6181
GeneID	6181
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-115 человеческого RPLP2 (NP_000995.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05387
Молекулярная масса белка	12 кДа
Доставка	С холодоэлементом