

Поликлональное Антитело Против Rpn1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P04843

Артикул: CM0027459



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому RPN1 (рибофорин I), субединице комплекса олигосахарилтрансферазы, необходимой для N-гликозилирования белков. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с образцами человека и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPN1 кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	OST1; RBPH1; RPN1
Вид	Человек
ID гена (человек)	6184
ID гена	6184
Иммуноген	Рекомбинантный белок / рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 20-280 человеческого RPN1 (NP_002941.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P04843
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	С ледяным пакетом