

Кроличья Поликлональная Антитело Против Rpn1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P04843

Артикул: CM0019892



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого RPN1 (рибофорина I), субъединицы комплекса олигосахарилтрансферазы, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для изучения N-гликозилирования и биологии ЭПР.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPN1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RPN1; OST1; RBPH1; рибофорин I
Вид	Человек
GeneID	6184
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-350 человеческого RPN1 (NP_002941.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04843
Молекулярный вес белка	68кДа
Доставка	В ледяном пакете