


Поликлональные Антитела К Rpn2 Для Wb, Elisa - P04844

Артикул: CM0029265



введение

Кроличьи поликлональные антитела к белку RPN2 (рибофорин II) человека, валидированные для методов WB и ELISA. Обладают перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными аналогами. Идеально подходят для исследования N-гликозилирования и процессинга белков в эндоплазматическом ретикулуме.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPN2 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	SWP1, RPNII, RIBIIR, RPN-II, RPN2
Вид	Человек
GeneID	6185
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 360-540 RPN2 человека (NP_002942.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P04844
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом