

Поликлональное Антитело Кролика К Rpp25 Для Wb, Ihc-P, Ифа - Q9Bul9

Артикул: CM0029737



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого RPP25 — субъединицы рибонуклеазы Р/MRP, участвующей в процессинге тРНК и рРНК. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИНС-Р) и ИФА, демонстрирует перекрестную реактивность с человеческими и мышиными образцами. Идеально подходит для исследования нуклеолярных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPP25 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Алиас	RPP25
Вид	Человек
GeneID (человек)	54913
GeneID	54913
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот 1-199 человеческого белка RPP25 (NP_060263.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИНС-Р, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9BUL9
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Холодовой пакет