

Кроличья Поликлональная Антитела Против Rpp25L Для Вб, Ифа - Q8N5L8

Артикул: CM0025320

введение

Кроличья поликлональная антитела против человеческого RPP25L (C9orf23), предполагаемой субъединицы РНКазы Р/MRP. Валидирована для вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным белком. Подходит для исследований процессинга ядра и РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPP25L Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	C9orf23; bA296L22.5; RPP25L
Вид	Человек
GeneID (человек)	138716
GeneID	138716
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот 1-163 человеческого RPP25L (NP_680544.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q8N5L8
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Ледяной пакет